



Prix valables jusqu'au 31.08.2022

BINDER et FAUST - un ensemble imbattable !!

 **BINDER**
Best conditions for your success

■ Série KBF | Chambres climatiques à conditions constantes avec large plage de température/d'humidité


La BINDER KBF a été spécialement conçue pour des tests de stabilité fiables et des conditions climatiques constantes. Elle satisfait à toutes les exigences, de la programmation à la documentation.

Avantages:

- + Sûr, car même lorsque l'appareil est complètement chargé, l'homogénéité du climat dépasse largement la précision exigée par les directives ICH
- + Fiable grâce à son fonctionnement à sécurité intégrée sans compromis
- + Intelligent avec ses divers accessoires lui permettant de s'adapter à haut niveau aux besoins particuliers des clients
- + Économique avec son volume utile maximal permettant une charge 30 % supérieure à la concurrence

Caractéristiques:

- + Plage de température : 0 °C à 70 °C, Plage d'humidité : 10 % HR à 80 % HR
- + Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- + BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- + Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs de mesure en format ouvert via USB
- + Autotest de l'appareil pour une analyse complète de l'état
- + Porte intérieure à fermeture hermétique en verre de sécurité (ESG)
- + La corrosion du verre est évitée grâce à un revêtement TIMELESS spécial
- + Chambre intérieure en acier inoxydable; 2 clayettes-grilles en acier inoxydable
- + Port d'accès équipé d'un obturateur en silicone, 30 mm, gauche
- + 4 roulettes stables, deux avec frein d'arrêt, à partir de 240 l
- + Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température
- + Interface pour ordinateur : Ethernet




25% Rabais

Type	Volume nom. l	Dim. intérieures (l x p x h)mm	Dim. extérieures (l x p x h)mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial/Unité CHF
KBF 115	102	600 x 351 x 483	880 x 650 x 1050	1	6.270 830	17'313.00	12'984.75
KBF 240	247	650 x 485 x 785	925 x 800 x 1460	1	4.661 323	19'623.00	14'717.25
KBF 720	700	973 x 576 x 1250	1250 x 890 x 1925	1	6.291 134	24'937.00	18'702.75
KBF 1020	1020	976 x 836 x 1250	1250 x 1145 x 1925	1	4.661 324	28'051.00	21'038.25

BINDER et FAUST - un ensemble imbattable !!

 **BINDER**

Best conditions for your success



25% Rabais

Série KBF-S ECO Solid.Line | Chambres climatiques à conditions constantes à technologie Peltier

La nouvelle chambre climatique KBF-S ECO est, grâce à la technologie Peltier avec dissipation de chaleur brevetée, une des chambres climatiques à conditions constantes les plus éco-énergétiques du marché. Grâce à la technologie Peltier, la série KBF-S ECO est en outre particulièrement silencieuse.

Avantages:

- + Sûr grâce aux tests conformes à la directive ICH Q1A même à pleine charge
- + Fiable grâce à un fonctionnement à sécurité intégrée sans compromis.
- + Intelligent avec ses divers accessoires lui permettant de s'adapter à haut niveau aux besoins particuliers des clients
- + Économique grâce à la consommation d'énergie minimale permise par la technologie Peltier optimisée

Caractéristiques:

- + Plage de température: entre 0 et +70 °C (max. 24 °C à température ambiante)
- + Plage d'humidité : humidité relative entre 10 et 80%
- + Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- + Alimentation en eau indépendante par bidon
- + Écran LCD d'affichage de la température, de l'humidité, des alarmes et des informations complémentaires
- + Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs mesurées en format ouvert par USB
- + Autotest de l'appareil pour une analyse complète de l'état
- + Chambre intérieure fabriquée entièrement en acier inoxydable
- + 2 clayettes-grilles en acier inoxydable, avec supports
- + Port d'accès équipé d'un obturateur en silicone - Ø 30 mm, gauche

Type	Volume nom. l	Dim. intérieures (l x p x h)mm	Dim. extérieures (l x p x h)mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial/Unité CHF
KBF-S ECO 240	247	650 x 485 x 785	925 x 796 x 1461	1	4.684 346	13'821.00	10'365.75
KBF-S ECO 720	700	973 x 576 x 1250	1250 x 885 x 1925	1	4.684 348	19'259.00	14'444.25
KBF-S ECO 1020	1020	973 x 836 x 1250	1250 x 1149 x 1925	1	4.684 350	24'420.00	18'315.00

Avec VDC-Faust et BINDER, vous êtes bien servis !