



Flacons de culture cellulaire TPP

– nouvelles tailles !

La famille des flacons de culture cellulaire continue de s'agrandir.



Flacons de culture cellulaire TPP 25 - 300 cm²

- + Zone de croissance activée en surface
- + L'augmentation de la hauteur de débordement du goulot de la bouteille réduit le risque de déversement et empêche ainsi la contamination du bouchon à vis.
- + Le bord d'empilage permet un empilage stable et antidérapant de plusieurs bouteilles TPP, y compris les bouteilles spéciales de TPP.
- + Champs d'étiquetage des deux côtés
- + Echelle de volume blanche pour le contrôle optique du volume de remplissage.



Flacons de culture cellulaire avec couvercle refermable 115 / 150 cm²

- + Couvercle qui peut être ouvert plusieurs fois puis refermé tout en restant étanche aux liquides
- + Accès par le haut sans restriction de mouvement.
- + Empilage stable et antidérapant de plusieurs bouteilles
- + Zone de sécurité partielle par pont



Flacons de culture cellulaire avec feuille déchirable 25 - 300 cm²

NOUVEAU

- + **Nouveau** disponible dans toutes les tailles 75 - 300 cm².
- + Large languette déchirable de surface pastillée pour une bonne prise en main.
- + La feuille d'aluminium est retirée avant d'entrer dans la bouteille, il n'est plus possible de refermer la bouteille par la suite.
- + Empilage stable et antidérapant de plusieurs bouteilles par anneau d'empilage, fonctionne également en combinaison avec les bouteilles standards TPP.
- + Zone de sécurité partielle par pont



Flacons de culture cellulaire TPP

- souvent copiés, jamais atteints

Pour une **adhésion cellulaire optimale**, la surface de croissance est activée optiquement et mécaniquement. Ceci assure la meilleure croissance cellulaire.

La géométrie du goulot de la bouteille permet un accès optimal aux pipettes, racleurs et spatules TPP. Pas de coins morts = récolte de cellules à 100 %.

Détails de commande

Flacons de culture cellulaire TPP 25 - 300 cm²



Surface de culture cm ²	Fermeture	Volumne ml	Dimensions extérieures mm	Subunité stérile	UC	No. de commande	Prix/UC CHF
25	VENT	15	92 x 51 x 29	10	360	TPP90025	327.00
25	Filter	15	92 x 51 x 29	10	360	TPP90026	337.00
75	VENT	65	155 x 87 x 40	5	100	TPP90075	174.00
75	Filter	65	155 x 87 x 40	5	100	TPP90076	189.00
150	VENT	165	210 x 122 x 50	3	36	TPP90150	135.00
150	Filter	165	210 x 122 x 50	3	36	TPP90151	141.00
300	VENT	410	275 x 170 x 50	3	18	TPP90300	129.00
300	Filter	410	275 x 170 x 50	3	18	TPP90301	135.00

Flacons de culture cellulaire avec couvercle refermable 115 / 150 cm²



Surface de culture cm ²	Fermeture	Volumne ml	Dimensions extérieures mm	Subunité stérile	UC	No. de commande	Prix/UC CHF
150	Avec couvercle	15-45, max.100	105 x 105	3	18	TPP90552	219.00
115	Avec couvercle et pont	15-33, max.100	105 x 105	3	18	TPP90652	216.00

Flacons de culture cellulaire avec feuille déchirable 25 - 300 cm²



Surface de culture cm ²	Fermeture	Volumne ml	Dimensions extérieures mm	Subunité stérile	UC	No. de commande	Prix/UC CHF
25	Avec feuille déchirable	3-8, max.15	38 x 45	5	70	TPP90028	441.00
75	Avec feuille déchirable	8-22, max.65	87 x 92	2	32	TPP90078	266.00
150	avec feuille déchirable, ouverture angulaire	15-45, max.100	100 x 128	3	18	TPP90153	175.00